

LUZEREN®

Centrifuga Clínica Digital 300–4000 RPM



Descripción:

Centrifuga clínica digital con velocidad variable, control por microprocesador PID, pantalla de LCD que despliega parámetros en tiempo real, motor de inducción preciso y seguro, libre de carbones, reloj; bloqueo automático al iniciar ciclo. Incluye rotor de ángulo fijo para 8x15/10ml. Permite la operación programada o continua. Gran aplicación en proceso de centrifugado de suero, plasma, fluidos corporales y muestras biológicas. Útil en banco de sangre, laboratorio clínico y biológico.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001692
Rango de velocidad	300-4000 RPM
Precisión	+/-20 RPM
Incrementos	10 RPM
RCF	1,860 X G
Reloj	30seg A 99min
Protección	IP21
Condiciones de Operación	5-40°C, 80%RH
Ruido	55dB
Medidas totales (L*W*H)	321*284.5*218mm
Peso	5.1 Kg.
Consumo	40W
Alimentación eléctrica	110V AC, 60 Hz