

LUZEREN®

Homogeneizador de Alta Capacidad



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001693
Rango de Velocidad	2,000 A 20,000 r/min
Capacidad	20 A 1200ml
Temperatura de operación	-10°C ~ 45°C
Peso	4Kg
Dimensiones (L*W*H)	360*320*600mm
Consumo eléctrico	200W
Alimentación Eléctrica	100-220V, 50/60Hz



Descripción:

Homogeneizador digital de alta capacidad que permite mezclar, dispersar o emulsificar soluciones de forma controlada. Circuito electrónico avanzado PID. Visualización digital LED. Eje de acero inoxidable desmontable e intercambiable. Gran utilidad para la homogeneización y mezcla de tejidos en animales y plantas, así como la dispersión celular. Puede realizar una homogeneización y emulsificación de alta eficiencia entre dos líquidos incompatibles, funciona para soluciones hasta 1,000ml, incluye generador de SS de 12mm*150mm, soporte y pinza. Carcasa exterior de aluminio que garantiza durabilidad. Bajo nivel de ruido. Es ampliamente utilizado en investigación bioquímica, investigación celular del grupo animal y vegetal, agricultura, ganadería, industria del petróleo, industria química, farmacéutica y alimenticia.