

# LUZEREN®

## Parrilla Digital con Agitación 6L



### Descripción:

Parrilla con agitación magnética, control digital con microprocesador, programable, pantalla LCD y reloj. Placa cuadrada de aluminio con recubrimiento cerámico. Base de Butadieno-Acrilonitrilo-Estireno. Protección de sobrecalentamiento. Motor sin carbones libre de mantenimiento. Incluye 3 barras magnéticas, recuperador de barras, sensor temperatura, soporte flexible, cable y adaptador AC. Compacta y silenciosa. Adecuada para la enseñanza, aplicaciones medicas, laboratorios clínicos, industria, etc.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001719
Medidas de placa	167*167 mm
Rango de temperatura ambiente	0 a 300°C +/-1°C
Rango de agitación	100 – 2000 RPM
Volumen máximo de agitación	6L
Sensor de Temperatura	PT100
Peso	2.5Kg
Medidas (W*D*H)	178*279*107mm
Consumo eléctrico	500W
Alimentación eléctrica	110V/60 Hz