

# LUZEREN®

## Termómetro digital tipo pluma



### Descripción:

Termómetro digital con sonda de acero inoxidable, amplio rango de medición en °C/°F de sólidos o líquidos. Pantalla de LCD. Guarda memoria de la última medición. Apagado automático después de 10 minutos de no usarse. Tiene empaque de silicona en la tapa de la batería para protección de humedad y polvo. Se incluye protector de plástico rígido tipo pluma y batería alcalina LR44. Uso en agricultura, alimentos y bebidas, procesos farmacéuticos, laboratorios multidisciplinarios, departamentos de control de calidad, la enseñanza, etc.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002200</b>
Modelo	KEL-10403-04
Rango de medición	-50 A 300°C (-58 A 572°F)
Precisión	(-20°C – 80°C) +/-1°C
Resolución	0.1°C/°F)
Peso	50g
Longitud de punta	105mm
Medidas totales (L*Dia)	205*20mm
Alimentación eléctrica	Batería 1*1.5V (LR44)