


LUZEREN®

Tubo de Rayos Catódicos para deflexión



Descripción:

Tubo de rayos catódicos de forma recta y cristal claro, tiene una pantalla blanca inclinada que permite observar la deflexión o desviación producida por un imán. Se recomienda utilizar un imán en forma de "U" (No incluido).

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002226
Modelo	KEL-20519.01
Longitud total del tubo	290mm
Diámetro max.	35mm
Altura total con base soporte	150mm

Incluye base soporte de plástico y
cople adaptador.