

Phmetro portátil para mediciones de pH/mV



Descripción:

Phmetro digital portátil, pantalla de LCD de 4.3", calibración en 2 puntos, ATC, almacena hasta 50 datos, salida de datos a PC por USB. Gran utilidad para medir la acidez o alcalinidad del suelo en la agricultura, la calidad del agua para el suministro domiciliario, las piscinas, remediación ambiental, elaboración de vino, elaboración de cerveza, asistencia sanitaria y aplicaciones clínicas como la química sanguínea, y muchas otras áreas.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002254
Modelo	BANTE 220
Rango de pH	-2.0 -16.00
Resolución pH	0.01
Precisión pH	+/-0.01
Rango de mV	-1999 a 1999
Temperatura	De 0 a 100°C
Resolución	0.1°C
Temperatura	+/-0.1°C
Compensación de temperatura	0 – 100°C
Peso	300g.
Medidas totales (L*W*H)	185*88*32mm
Alimentación eléctrica	Batería 9V, 800mA

Incluye electrodo de pH, sensor de temperatura, soluciones estándar en polvo (Buffer) y batería.