

# LUZEREN®

## Mantilla análoga 1000ml



### Descripción:

Mantilla de calentamiento semiesférica, control análogo de temperatura, circuitos electrónicos de silicio para mayor eficiencia y control de temperatura. Resistencia eléctrica con capa de aleación de Ni-Cr para mayor resistencia a las altas temperaturas. Lámpara indicadora de encendido/calentamiento, base de acero esmaltado. Gran aplicación en la industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002259</b>
Capacidad	1000ml
Rango de temperatura	37 A 450°C
Aislante térmico	Fibra de vidrio
Peso	3.5Kg
Medidas (Dia*H)	260*200mm
Consumo eléctrico	350W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz