

# LUZEREN®

## Phmetro digital portátil con electrodo y ATC



### Descripción:

Phmetro portátil, pantalla LCD de 4 dígitos, compensación de temperatura automática (ATC), calibración manual en 2 puntos, incluye electrodo combinado epóxico BNC, sensor de temperatura, soluciones Buffer (PH4.003 y PH6.864), destornillador y estuche rígido.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1002267
Rango	pH: 0.00 -14.00 mV:0 A +/-1999mV
Resolución	pH: 0.01, mV:1.0mV Temp:0.1°C
Precisión	pH: ±0.01pH; mV+/-0.1%F.S+/-1 digito Temp: +/-0.4°C
Condiciones de operación	Temperatura 0-50°C Humedad <95%
Resistencia de entrada	10 <sup>12</sup> Ohm
Peso	570g
Medidas totales (L*W*H)	180*83*46mm
Alimentación eléctrica	Batería 1*9V