

LUZEREN®

Phmetro portátil digital LCD con electrodo y ATC



Descripción:

Phmetro portátil con pantalla de cristal liquido de 4 dígitos, calibración automática de electrodo, reconocimiento automático de buffer, lectura simultánea del pH y la temperatura. Compensación de temperatura automática (ATC), calibración manual en 2 puntos, incluye electrodo combinado epóxico BNC, sensor de temperatura, soluciones Buffer (PH4.003 y PH6.864), destornillador y estuche rígido.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002268
Rango	pH: 0.00 -14.00 mV: 0 A +/-1999mV Temp: 0 A 100°C
Resolución	pH: 0.01pH, mV: 1.0mV Temp: 0.1°C
Precisión	pH: ±0.01pH; mV +/-0.1%F.S +/-1 digito Temp: +/-0.4°C
Condiciones de operación	Temperatura 0-50°C Humedad <95%
Resistencia de entrada	10 ¹² Ohm
Peso	238g
Medidas totales (L*W*H)	123*72*33mm
Alimentación eléctrica	Batería 1*9V