

LUZEREN®

Phmetro de bolsillo PH/TEMP/ATC/WP



Descripción:

Phmetro de bolsillo con pantalla de LCD, resistente a salpicaduras de líquidos, calibración en 2 puntos con reconocimiento automático de solución buffer. Compensación automática de temperatura (ATC). Apagado automático después de 4 minutos.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002271
Rango	pH:0.00 -14.00 Temp: 0-50°C
Resolución	pH: 0.01 Temp: 0.1°C
Precisión	pH: ±0.01 Temp: +/-0.5°C
Temperatura de operación y ATC	0-50°C
Peso	200g.
Medidas totales (L*W*H)	188*45*35mm
Alimentación eléctrica	Baterías 4*1.5V (AG-13)