

# LUZEREN®

## Phmetro portátil con electrodo epóxico y ATC



### Descripción:

Phmetro portátil con pantalla grande LCD de 4 dígitos, compensación automática de temperatura (ATC), calibración manual de pH en 2 puntos con ajuste fino digital, incluye electrodo combinado epóxico BNC, sensor de temperatura, soluciones Buffer (PH4.003 y PH6.864) y estuche rígido .

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002272</b>
Rango	pH: 0.00 -14.00, Temp: 0-100°C
Resolución	pH: 0.01 Temp: 0.1°C
Precisión	pH: ±0.01 Temp: +/-0.5°C
Precisión de temperatura	+/-0.5°C
Temperatura de operación	0-50°C, Humedad ≤95%
Impedancia de entrada	10 <sup>12</sup> Ohm
Peso	240g.
Medidas totales (L*W*H)	123*72*33mm
Alimentación eléctrica	Batería 1*9V