

LUZEREN®

Juego de Accesorios para Contraste de Fases



Descripción:

Juego de accesorios con condensador tipo torreta y un conjunto de objetivos. Es un condensador de torreta de contraste de fase con diafragma de iris metálica con cuatro escalas de sombra (10, 40, 100 y DF), una lente de CT de 30mm y un conjunto de objetivos PL PH: 4x, 10x, 40x y 100x. El condensador de torreta 1.25NA incluye la posición abierta del campo brillante.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002347
Objetivos PL PH	Plan 4/01 160/0.17 Plan 10Ph/0.25 160/0.17 Plan 40Ph/0.65 160/0.17 Plan 100Ph/1.25 (aceite) 160/0.17
Condensador CT	30mm (Dia)
Rosca de los objetivos	20mm (Dia)
Filtro azul	31mm (Dia)
Peso total	1.2Kg
Medidas totales estuche (W*D*H)	260*175*120mm

Incluye estuche de aluminio con interiores de espuma moldeada, chapa con llave y estuche individual para los objetivos