

LUZEREN®

Centrifuga Universal con Rotor Colgante



Descripción:

Centrifuga universal de baja velocidad, con pantalla de LCD a color, control digital con microprocesador. Es una maquina cuyo funcionamiento es de gran estabilidad y bajo ruido. Apariencia estética y con medidas de gran seguridad y control de alta precisión. El equipo es ampliamente aplicable para análisis cualitativos de sangre y plasma en hospitales y laboratorios biológicos, investigación médica y unidades de control de materiales.

Este equipo opera en un entorno de temperatura ambiente de 5~40°C y una humedad relativa no superior al 85%. El ambiente debe estar libre de polvo conductor, gases explosivos y gases corrosivos. Esta fabricado con estructura metálica solida y tina de acero inoxidable. Integra motor de inducción magnética libre de mantenimiento y de larga durabilidad. Apertura y seguro electrónico de tapa. Se detiene automáticamente cuando detecta velocidad mayor a la permitida.

LUZEREN®



Especificaciones:

Catalogo	PRO1002390
Velocidad máxima	4000 RPM
Reloj	0-99 Min
Fuerza centrífuga máxima	2809 x g
Peso	45 Kg
Consumo Eléctrico	500W
Medidas (L*W*H)	440*530*350mm
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz

**Incluye Rotor Colgante de 4 Plazas con
Gradillas para 4 Tubos de 100ml, 32
Tubos de 15ml y 8 Tubos de 50ml.**