

Accumax

Micropipeta volumen variable 500-10,000ul



Especificaciones:

Catalogo	PRO1002421
Modelo	VA-1005
Rango de Volúmen	500 A 10,000ul
Incrementos de	100ul
Resultados de prueba con 1000 ul	Inexactitud +/-3%, imprecisión +/-0.6%
Resultados de prueba con 5000 ul	Inexactitud +/-1.2%, imprecisión +/-0.3%
Resultados de prueba con 10,000 ul	Inexactitud +/-0.6%, imprecisión +/-0.2%
Medidas totales (L*W*H)	280*70*42mm

Incluye 2 puntas, tubo de grasa silicona y herramienta para servicio de mantenimiento

Descripción:

Micropipeta digital, mono canal de alto desempeño para volumen variable y uso general, adecuada para muestreo y dispensación precisa en micro volúmenes. Garantiza un funcionamiento sencillo y sin problemas, diseño ergonómico para reducir de forma significativa el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo. La cuidada forma del soporte para el dedo permite ejercer mejor fuerza de agarre.