

LUZEREN®

Mantilla digital 1L



Descripción:

Mantilla de calentamiento semiesférica, control digital de temperatura con pantalla de LED, varilla pinza de sujeción y sensor externo de temperatura para inserción directa en el matraz. Exteriores de acero con acabado en pintura electrostática. Fibra de vidrio tejida en su interior. Gran aplicación en la industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002462
Capacidad	1000ml
Rango de temperatura	37 A 300°C
Peso	4.5Kg
Medidas exteriores (Dia*H)	280*220mm
Consumo eléctrico	350W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz