

## Phmetro portátil LCD

### Descripción:

Phmetro portátil con calibración automática, calibración en 2 puntos, pantalla de LCD, teclado de membrana resistente al agua.



### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002473</b>
Modelo	PHSCAN30
Rango de pH	0.0 -14.0
Precisión pH	+/-0.05
Opciones para Ph Buffer	USA Estándar (pH4.01/7.00/10.01)
Temperatura de operación	0-60°C
Peso	100g.
Medidas totales (L*Dia)	185*40mm
Alimentación eléctrica	Baterías 3*1.5V. (G13A)

Incluye soluciones en polvo (pH Buffer), 3 baterías G13A y estuche rígido.