

## Phmetro de mesa



### Descripción:

Phmetro de mesa, calibración en 2 puntos, compensación de temperatura manual, pantalla de LCD. Carcasa plástica y teclado sellado para protección contra algún derrame accidental.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002474</b>
Modelo	PHS-25CW
Rango de pH	0.00 -14.00pH, +/-0.005pH
Rango de mV	-1999 a 1999 +/-10mV
Precisión	+/-10mV
Compensación de temperatura	0 – 100°C (manual)
Peso	1.7Kg.
Medidas totales (L*W*H)	210*205*65mm
Alimentación eléctrica	Convertidor AC/DC 9V. 400mA

Incluye electrodo de pH, portaelectrodo, soluciones estándar en polvo (pH Buffer) y convertidor de corriente 9V.