

LUZEREN®

Autoclave portátil de 18L



Especificaciones:

Catalogo	PRO1002476
Presión de trabajo	0.142 Mpa
Temperatura de trabajo	126°C
Rango de temperatura	50 – 126°C
Presión de seguridad	0.165Mpa
Resolución	+/- 1°C
Reloj	0 – 99 Hrs
Medidas totales	Dia 280*300mm
Peso	12 Kg
Consumo eléctrico	2 KW
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz

Descripción:

Autoclave portátil de 18 litros, control digital programable, reloj, construida en acero inoxidable 304. Puerta de cierre tipo timón. Esterilización rápida y efectiva por presión de vapor, Válvula de seguridad, válvula de alivio e indicador de presión análogo de doble lectura (Mpa y Temperatura). Fácil y segura de trabajar, apaga automáticamente al terminar el ciclo. Adecuada para la esterilización de equipo medico, ropa de quirófano, lentes, soluciones, etc. De uso común en hospitales, centros de salud, clínicas, laboratorios de rutina, minería, industria, etc.