

LUZEREN®

Horno digital vertical 70L



Descripción:

Horno vertical de uso general con convección mecánica, controlado por microprocesador, pantalla LED de 4 dígitos. Reloj, Puerta con ventana de vidrio templado, interruptor térmico de seguridad, interiores de acero inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con pintura esmaltada. Ventilador y conductos para un sistema de circulación eficiente en todos los puntos de la cámara. Empaque de silicona en la puerta para un sellado eficiente. Este equipo tiene aplicaciones muy variadas, como en procesos de secado, curado, fusión y esterilización. Comúnmente utilizado en los diversos laboratorios multidisciplinarios, la industria, la minería, centros de investigación científica, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002498
Capacidad	70 lts (2.56 cuft)
Temperatura máxima	250°C +/-1%
Resolución	0.1°C
Estabilidad	±1°C
Reloj	~9999min
Parrillas	2 Piezas
Peso	45Kg
Medidas Interiores (W*D*H)	400*350*500mm
Medidas exteriores (W*D*H)	600*550*800mm
Consumo Eléctrico	1250W
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz