

LUZEREN®

Baño María Digital 10L



Descripción:

Baño maría con control digital, microprocesador, Fabricado con interiores en acero inoxidable 304 y exteriores en lamina esmaltada. Con tapa fija. Aplicación en calentamiento de reactivos, fusión de sustratos, incubación de cultivos celulares, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002501
Capacidad (litros)	10L
Rango de temperatura	AMB +5 a 99°C+/-0.5°C
Reloj	1-999min
Peso	10.5kg
Medidas interiores (W*D*H)	360*200*150mm
Medidas exteriores (W*D*H)	500*240*320mm
Consumo eléctrico	500W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz