

# LUZEREN®

## Baño maría digital 27L



### Descripción:

Baño maría con control digital, microprocesador, interiores y exteriores fabricados en acero inoxidable 304. Con tapa fija. Aplicación en calentamiento de reactivos, fusión de sustratos, incubación de cultivos celulares, etc.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1002506
Capacidad (litros)	27L
Rango de temperatura	AMB +5 a 99°C+/-0.5°C
Reloj	1-999min
Peso	21kg
Medidas interiores (W*D*H)	600*300*150mm
Medidas exteriores (W*D*H)	730*340*310mm
Consumo eléctrico	1000W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz