

LUZEREN®

Microscopio para niños



Descripción:

Microscopio infantil monocular, con partes de plástico resistentes, mecanismo de cremallera y piñón para un enfoque rápido. Base de goma antiderrapante. Diseñado para uso escolar y domestico.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002524
Oculares	WF 10X
Objetivos	10X, 20X y 45X
Magnificación	100X, 200X y 450X
Iluminación	Luz natural (Espejo)
Peso	500g.
Medidas totales	160*80*240mm

Incluye: 3 portaobjetos, 1 portaobjetos con muestra preparada, 1 frasco con goma liquida, 6 cubreobjetos, 6 etiquetas y 1 gotero.