

LUZEREN®

Matraz de ebullición 150ml



Especificaciones:

| Catalogo | PRO1002556 |
|---------------------|---------------|
| Capacidad | 150ml |
| Altura | 140mm |
| Diámetro del balón | 76mm |
| Diámetro del cuello | 22mm |
| Diámetro base | 35mm (Aprox.) |
| Material | Boro 3.3 |
| Color | Claro |

Descripción:

Matraz de ebullición de fondo plano con cuello largo y estrecho, manufacturado en vidrio borosilicato 3.3 con borde reforzado. Instrumento para procesos de ebullición, mezclado y calentamiento uniforme de sustancias, entre otros usos. Su base plana brinda estabilidad para su colocación en aparatos de agitación. Material básico de laboratorio para escuelas, institutos y universidades.