

LUZEREN®

Phmetro de bolsillo contra el agua



Especificaciones:

Catalogo	PRO1002594
Rango de pH	0.00 -14.00
Resolución pH	0.01
Precisión pH	+/-0.1
Rango de mV	-1999 a 1999
Resolución mV	1
Precisión mV	+/-5
Temperatura	-50 a 70°C
Resolución	0.1°C
Precisión	+/-1°C
ATC	De 0 a 50°C
Temp. de operación	0-50°C
Peso	100g.
Medidas totales	170*40*23mm
Alimentación eléctrica	Baterías 4*1.5V. (AG-13)

Incluye destornillador, baterías y estuche rígido.

Descripción:

Phmetro de bolsillo contra el agua, pantalla de LCD, hace mediciones simultaneas de PH/ORP/TEMPERATURA. Compensación de Temperatura Automática (ATC). Calibracion manual en 1 punto.