

LUZEREN®

Juego de vidriería microescala



Descripción:

Juego de vidriería microescala con juntas esmeriladas cónicas. Se compone de 14 pzs: conector Claisen 14/23, conector para vacío 14/23, embudo separación 50ml llave JTA 14/23, matraz Kitasato 50ml con oliva JTA 14/23, matraz fondo plano 10ml, matraz fondo plano 25ml, columna Vigreux 14/23 H y M, conector 3 vías 14/23, embudo de filtración 5mm con perforación y JTA 14/23, 3 tapones 14/23, condensador JTA 14/23 y estuche rígido de plástico con inserto de espuma para protección y organización del contenido.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002610
Peso total	1Kg
Medidas totales estuche (W*D*H)	275*250*120mm