



Microscopio estereoscópico



Descripción:

Microscopio estereoscópico binocular: Zoom con inclinación a 45° con cabeza giratoria a 360° con tubos oculares giratorios para ajuste Interpupilar. Ajuste de dioptrías en los tubos, distancia de trabajo de 100mm. Oculares de campo amplio con protectores de hule, base con platina circular y cristal opaco con 2 pinzas, iluminación de LED con control de intensidad.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002613
Modelo	SMZ-08
Oculares de campo amplio	WF 10X/20mm
Objetivos con Zoom	0.7X a 4.5X
Magnificacion	7 – 45X
Ajuste interpupilar	De 54 a 75mm
Medidas de la base	303*290mm
Peso	5 Kg
Dimensiones	485*200*270mm
Alimentación eléctrica	120V, 60Hz