

LUZEREN®

Microscopio Biológico Digital LCD 7"



Descripción:

Microscopio digital biológico con 4 objetivos acromáticos, platina con pinzas de sujeción. Condensador de 0.65NA con disco de diafragma. Iluminación de LED. Pantalla TFT, LCD de 7" a color, puerto micro SD. Gran aplicación en departamentos de investigación científica, prevención epidemiológica, biología, citología, química y la enseñanza.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002655
Pantalla	LCD, TFT, 7" a Color
Objetivos acromáticos	4X, 10X, 40X y 100X(aceite)
Platina mecánica	130*130mm con pinzas
Condensador	ABBE A.N. 1.25 Diafragma de iris con porta filtro
Enfoques	Ajuste grueso y fino
Iluminación ajustable	LED con intensidad variable
Resolución de monitor	1920*1080
Almacenaje de imágenes	Tarjeta microSD (4GB)
Peso	3.5 Kg
Medidas totales empaque	203*405*251mm
Alimentación eléctrica	Adaptador 110V 50/60Hz

Incluye convertidor de corriente 5V DC, 1A