

Bio Lion

Centrifuga universal ventilada



Descripción:

Centrifuga universal ventilada, control con microprocesador y pantalla de LED, motor de inducción magnética libre de carbones. Robusta construcción metálica. Interiores en acero inoxidable. Sistema de seguridad en puerta. Gran aplicación en laboratorios clínicos, bioquímicos, inmunológicos y demás laboratorios multidisciplinarios.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002676
Rango de velocidad	500 - 5000 rpm (RCF: 4390 x g)
Precisión (velocidad)	+/-30RPM
Capacidad máxima	15ml*32
Reloj	0 - 99 min.
Medidas totales (L*W*H)	440*550*340mm
Peso	45.5 Kg.
Alimentación eléctrica	120V AC, 60 Hz

Incluye rotor colgante (3000RPM) con canastilla para 48 tubos de 7ml.