

Bio Lion

Micro centrifuga personal 1000-12000RPM



Descripción:

Micro centrifuga personal, velocidad variable, diseñada para microfiltración, tubos de centrifugado y sedimentación. Es compacta y con elegante diseño en su cubierta de acrílico transparente. Control digital de LED. Rotor de 6 plazas compatible para tubos de 1.5, 0.5 y 1.2ml. Rotor para tiras 2(8*0.2ml). Patas de goma tipo ventosa.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002688
Rango de Velocidad	1,000 - 12,000 RPM
Rotores	2
RCF	6900xg 3700xg
Ruido	≤58dB
Medidas (Caja) (L*W*H)	240*210*160mm
Peso	1 Kg.
Alimentación eléctrica	120V AC, 60 Hz