

LUZEREN®

Microcentrífuga Personal 12,000RPM



Descripción:

Microcentrífuga personal, especialmente diseñada para microfiltración, centrifugado y sedimentación. Gran diseño con cubierta de acrílico transparente. Control digital y pantalla de LCD. Rotor de 6 plazas para tubos de 1.5/2.0ml, rotor para 4 tiras de 12x 0.2ml, y rotor para microtubos de 12 tubos 1.5/2.2ml + 32 de 0.2ml. Silenciosa y robusta construcción. Interiores en material ABS de alta resistencia química. Gran aplicación en laboratorios clínicos, bioquímicos, inmunológicos y demás laboratorios multidisciplinares.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002689
Rango de velocidad	500 - 12000RPM 500 – 7000RPM
Fuerza Centrifuga Max.	9660xg
Motor	DC24V
Reloj	1-99min/1-59segundos
Carga Máxima (tubos)	6/8 * 15/5ml
Densidad Max. permitida	1.2g/ml
Potencia	45W
Tiempo Max de aceleración	≤12 seg
Tiempo Max de frenado	≤16 seg
Dimensiones(W*D*H)	194*129*120mm
Peso	2 Kg.
Alimentación eléctrica	120V AC, 60 Hz