




Agitador rotatorio análogo



Descripción:

Agitador rotatorio de control análogo, práctico y compacto, de velocidad variable, reloj, plataforma metálica con tapete de caucho natural removible que facilita la limpieza. Cuenta con 4 ventosas de goma en la base para una mayor adherencia. Aplicación en mezcla de pruebas de sífilis, reacción al látex y reacciones complementarias. Así como en algunas otras pruebas bioquímicas. De gran uso en hospitales, instituciones, clínicas y bancos de sangre, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002696
Modelo	OSC
Velocidad variable	0-230 RPM
Medidas de plataforma	224*152 mm
Diametro de orbita	22mm
Medidas totales (L*H*W)	235*132*160mm
Peso	2Kg
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz