

# LUZEREN®

## Columna HPLC 250\*4.6mm



La cromatografía es una técnica que permite la separación y purificación de los componentes de una mezcla debido a la influencia de dos efectos contrapuestos: Retención y Desplazamiento.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002701</b>
Modelo	0103-247
Material	SinoChrom ODS-BP 5um
Fase móvil	MeOH:H2O=85:15
Tasa de flujo	0.9mL/min
Presión	1,600 psi
Detector	UV 254 nm
Volumen de la muestra	10uL
Medidas (L*Dia)	250*4.6mm

### Descripción:

Columna para cromatografía líquida de alta presión/resolución. Es de gran utilidad para variadas aplicaciones analíticas que van desde compuestos orgánicos, polares, hidrofóbicos e hidrófilos, muestras proteicas y sacáridos.