

# LUZEREN®

## Autoclave vertical automática de 60L



### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002739</b>
Presión de trabajo	0.142 Mpa
Temperatura de trabajo	126°C
Rango de temperatura	50 – 134°C
Presión de trabajo	0.217Mpa
Reloj	0 – 99 Hrs
Medidas de cámara (Dia*H)	370*600mm
Medidas Totales (L*D*H)	710*540*980mm
Peso	99 Kg
Consumo eléctrico	2.3 KW
Alimentación eléctrica	110V +/-10%, 50/60 Hz

### Descripción:

Autoclave vertical automática de 60 litros, control digital programable, pantalla LCD y reloj. Construcción interior y exterior en acero inoxidable, control con microprocesador. Tiene un sistema de aireación interna para evitar la descarga de vapor cuando termina el ciclo, evitando ruido y que se moje el material, con válvulas de seguridad e interruptor cortacorriente. Indicador análogo de doble lectura (Presión y temperatura), Alarma audible al terminar el ciclo. Operación fácil, confiable y segura. Adecuada para la esterilización de equipo quirúrgico, dental, cristalería, cultivo biológico, alimentos, etc. De uso común en hospitales, centros de salud, clínicas, institutos de investigación científica y laboratorios multidisciplinares.