

LUZEREN®

Micrótomo Manual Básico C/Volante



Descripción:

Micrótomo manual básico con volante de mando. Sistema de paro de emergencia, permite el movimiento vertical y horizontal del portacuchillas. El cambio del bloque de parafina se realiza de manera fácil y segura. Cuenta con perilla de control y visualizador electrónico de LCD que muestra el valor de ajuste del espesor. Instrumento popular entre los expertos y tecnólogos en citología e histología. Ampliamente utilizado para la rutina en pruebas medicas de seccionado de tejido en laboratorios de hospitales, universidades, institutos de medicina forense, estaciones de prevención epidemiológica, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002743
Rango de sección (corte)	1 A 25um
Espesor mínimo de corte	1um
Sección de corte Máximo	40*30mm
Precisión de corte	+/-10%
Peso	21Kg
Dimensiones	400*350*360mm

Incluye, soporte de 120cm, cuchilla reutilizable y 4 baterías AAA 1.5V