



## Baño seco con enfriamiento



### Descripción:

Baño seco con enfriamiento, control con microprocesador, pantalla de LCD, diseño PELTIER para mayor eficiencia térmica, reloj, control de temperatura estable y preciso. Alarma sonora y paro automático. Bloques no incluidos.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1002921
Rango de temperatura	-10°C A 100°C
Exactitud en pantalla	+/-0.1°C
Sensibilidad	+/-0.5°C
Tiempo de calentamiento	(25°C a 100°C) 20min
Tiempo de enfriamiento	(20°C a -10°C) 30min
Reloj	1min – 99hr59min
Peso	5kg
Medidas totales (L*W*H)	300*220*180mm
Alimentación eléctrica	120V, 50/60 Hz