

Premiere

Centrifuga universal con 2 rotores



Descripción:

Centrifuga universal con pantalla LCD, control con microprocesador, memoria para almacenar 9 programas, motor de inducción magnética libre de carbones. Se entrega con 2 rotores. Tiene patas de goma para mayor estabilidad y adherencia. Gran aplicación para medicina clínica, biología, ingeniería genética, inmunología, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002970
Velocidad máxima	6,000 rpm (RCF: 5,120 x g)
Rotores de ángulo fijo	12*15ml (J016) 6*50ml (J017)
Ruido	<60dB(A)
Reloj	0 - 99 min.
Medidas totales (L*W*H)	550*430*380mm
Peso	22.5 Kg.
Alimentación eléctrica	110/220V,50/60 Hz. 10A