



## Microcentrífuga



### Descripción:

Microcentrífuga digital, reloj, muy silenciosa, compacta, control con microprocesador y pantalla de LCD fácil de leer, motor de inducción magnética libre de carbones. Tiene rotor autoclavable de aluminio de ángulo fijo para 12 tubos de 1.5/2.0ml. Eficiencia y precisión en el control de velocidad tanto en aceleración como en frenado. Aplicación en microfiltración, tubos de centrifugado y sedimentación.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002985</b>
Velocidad máxima	14,500 RPM
RCF	14,000 X g
Reloj	20seg – 99min
Aceleración a max. Vel.	15seg
Frenado de max. Vel. A cero	15seg
Medidas totales (D*W*H)	270*230*155mm
Consumo eléctrico	100W
Alimentación eléctrica	120V AC, 60 Hz