

LUZEREN®

Mini agitador magnético



Mini agitador magnético portátil. Fabricado en plástico de alta resistencia química, protección IP45 y perilla de control de velocidad.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002987
Velocidad	15 – 1500 RPM
Capacidad máxima	500 ml
Area de trabajo	110*110mm
Peso	600 g
Medidas (Dia*H)	120*45mm
Alimentación eléctrica	Adaptador AC/DC Entrada 110 – 240 VAC 50/60 Hz Salida 3 VDC, 1A

Incluye 1 adaptador de voltaje y 2 barras de agitación magnética