

LUZEREN®

Refractómetro portátil digital 0-50% Brix



Especificaciones:

Catalogo	PRO1003033
Modelo	MR50
Rango	0.0 – 50.0% Brix
Resolución	0.10%
Precisión	+/-0.2%
Índice de refracción (nD)	1.3330 – 1.4200
Resolución (nD)	0.0001
Precisión (nD)	+/-0.0003
Temperatura de operación	0 – 40°C
Peso	130g
Medidas (H*W*D)	40*170*105mm
Alimentación eléctrica	Batería 1.5V

Incluye pipeta de transferencia, y estuche rígido.

Descripción:

Refractómetro digital portátil, pantalla de LCD, con microprocesador para una lectura ágil y compensación de temperatura automática (ATC). Mide índice de refracción y % Brix, plato porta muestra de acero inoxidable, resistente al agua, se calibra a cero con agua destilada.