

LUZEREN®

Refractómetro digital de precisión °BX/IR



Descripción:

Refractómetro digital de precisión , pantalla de LCD, con microprocesador para una lectura ágil y compensación de temperatura automática (ATC). Mide índice de refracción y % Brix, plato porta muestra de acero inoxidable, Salida de datos a PC vía cable USB. Opera con batería de litio (18650) recargable 3.6V (No incluida)

Especificaciones:

Catalogo	PRO1003035
Modelo	LR9
Rango	0.0 – 90.0% Brix
Resolución	0.10%
Precisión	+/-0.2%
Índice de refracción (nD)	1.3330 – 1.5318
Resolución (nD)	0.0001
Precisión (nD)	+/-0.0002
Temperatura	0 – 40°C
Resolución	0.1°C
Precisión	+/-0.3°C
Peso	365g
Medidas (H*W*D)	55*180*100mm

Incluye pipeta de transferencia, cable USB, cargador de batería y estuche rígido.