

LUZEREN®

Horno de vacío 20L



Descripción:

Horno de vacío, control de temperatura digital retroiluminado, control de vacío análogo. Ventana de cristal templado. Empaque siliconado para garantizar un alto grado de vacío. Cámara fabricada en acero inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores en lamina de acero esmaltada.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1003037
Capacidad	20lts (0.70Cuft)
Rango de temperatura	35 A 200°C
Resolución/Fluctuación	0.1°C/ ±1°C
Vacío	133Pa
Reloj	1 – 99 min
Entrepapeños	1
Medidas interiores (W*D*H)	320*300*220mm
Medidas exteriores (W*D*H)	610*470*460mm
Peso	40 Kg
Consumo eléctrico	400W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz