

LUZEREN®

Baño maría digital 11L



Descripción:

Baño maría digital, control con pantalla LCD, reloj, alarma visual y acústica para bajo nivel de agua. interiores en acero inoxidable tipo 304. Tapa superior de acero inoxidable. Exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química. Aplicación para calentamiento de reactivos, fusión de sustratos, incubación de cultivos celulares, etc.

Especificaciones:

catalogo	PRO1003053
Capacidad (litros)	11L
Rango de temperatura	AMB +5 a 80°C +/-0.2°C
Reloj	1 – 999min
Medidas interiores (W*D*H)	300*240*200mm
Medidas totales (W*D*H)	480*300*480mm
Consumo eléctrico	800W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye rejilla de acero inoxidable.