

# LUZEREN®

## Horno para uso general de 136L



### Descripción:

Horno de uso general con convección mecánica, control digital PID con microprocesador, pantalla LED de 4 dígitos. Puerta con ventana de vidrio templado interiores de acero inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión. Ideal para laboratorios de investigación científica y algunas aplicaciones industriales.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1003058</b>
Capacidad	136 lts (4.8 cuft)
Rango de temperatura	35 A 300°C
Fluctuación	±1°C
Parrillas	2 Piezas
Medidas Interiores (W*D*H)	450*550*550mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	730*710*740mm
Consumo Eléctrico	1500W
Alimentación Eléctrica	110V, 60Hz