

# LUZEREN®

## Baño con agitación orbital 28L



### Descripción:

Baño con agitación orbital, control digital, reloj y pantalla de LED. Tina y tapa superior de acero inoxidable, exterior de lamina esmaltada con resistencia química, plataforma universal con resortes para sujeción de matraces de 50ml a 1L. De uso en laboratorios de protección ambiental, investigación científica, medicina, prevención sanitaria, farmacéutica, zoología, botánica, industria alimenticia, etc.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1003060
Capacidad (litros)	28L
Temperatura	AMB +5 A 100°C
Exactitud	+/-0.5°C
Velocidad de agitación	30 a 360 RPM
Diámetro de orbita	20mm
Reloj	0 - 120min
Carga máxima	12kg
Medidas internas (L*W*H)	400*320*220mm
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz