

LUZEREN®

Aparato de filtración fijo de una plaza



Descripción:

Aparato de filtración fijo de 1 plaza fabricado en acero inoxidable pulido, con válvula de precisión de extraordinaria resistencia química. Consta de: Embudo con tapa SS, porta membrana, pinza de aluminio anodizado, tapón de silicón, colector de vacío y base de colector de SS. Válvula de precisión de acero inoxidable austenítico. Gran aplicación para determinación cuantitativa microbiana. Campo: Alimentos y bebidas, pruebas ambientales/agua, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1003102
Embudo (Capacidad)	300ml
Diámetro interior embudo	73mm
Diámetro exterior embudo	75mm
Diámetro interior boquilla	40mm
Diámetro exterior boquilla	60mm
Dimensiones embudo (Dia*H)	75*120mm
Colector de vacío (Dia*L)	30*210mm
Peso total	5.5 Kg
Medidas totales (W*D*H)	480*340*310mm