

## Analizador de grasas



### Descripción:

Analizador de grasas tipo Soxhlet de 6 plazas, control digital con microprocesador. Pantalla LCD, Funciones de remojo, extracción, filtración, calentamiento, condensación y recuperación de solvente., Incluye juego de accesorios de vidrio para operar 6 muestras de forma simultanea. Con juego de vidriería conexiones y accesorios.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1003114
Rango de temperatura	AMBIENTE +5 A 280°C
Precisión	±1°C
Capacidad de procesamiento	6 piezas/plazas
Tamaño de la muestra	0.5 – 15g(Generalmente 2-5g)
Volumen de solvente	80ml
Recuperación de solvente	80%
Peso	35 Kg
Medidas totales	650*320*715mm
Consumo eléctrico	1KW
Alimentación eléctrica	110V+/-10%, 50/60Hz