

# LUZEREN®

## Horno vertical para uso general de 230L



### Descripción:

Horno vertical de uso general con convección mecánica, control digital PID con microprocesador, pantalla LED de 4 dígitos. Reloj, Puerta con ventana de vidrio templado, alarma e interruptor térmico de seguridad, ventilador silencioso de velocidad variable, interiores de acero inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión. Ideal para laboratorios de investigación científica y algunas aplicaciones industriales.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1003183</b>
Capacidad	230L (8.12 cuft)
Rango de temperatura	35 A 300°C
Resolución	0.1°C
Fluctuación	±1°C
Uniformidad	±2.5%
Reloj	1~9999min
Parrillas	2 Piezas
Sensor	Pt100
Peso (NW/GW)	94/120 Kg
Medidas Interiores (W*D*H)	600*500*750mm
Medidas exteriores (W*D*H)	730*680*1250mm
Consumo Eléctrico	3 KW
Alimentación Eléctrica	220V, 50/60Hz