

# LUZEREN®

## Incubadora fría para pruebas de BOD 250L



### Descripción:

Incubadora fría con pantalla LCD, control con microprocesador, puerta sólida, reloj y alarma. Interiores en acero inoxidable brillante con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con acabado en pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión. Puede usarse con humidificador externo. Es un equipo ampliamente utilizado en pruebas de protección ambiental, prevención y control de epidemias, pruebas farmacéuticas, acuicultura, etc. Ideal para pruebas de BOD, cultivo de hongos, bacterias, plantas y reproducción de semillas.

### Especificaciones:

| Catalogo                   | PRO1003186      |
|----------------------------|-----------------|
| Capacidad                  | 250L (8.82cuft) |
| Rango de Temperatura       | 10 A 65°C       |
| Sensibilidad               | ±0.1°C          |
| Estabilidad                | ±1.0°C          |
| Humedad                    | 60 – 90%, ±5%   |
| Uniformidad de operación   | ±1.5°C (@25°C)  |
| Reloj                      | 1-9999 Minutos  |
| Entrepaños                 | 2 Piezas        |
| Peso                       | 100Kg           |
| Medidas Interiores (W*D*H) | 500*500*950mm   |
| Medidas Exteriores (W*D*H) | 660*700*1470mm  |
| Consumo Eléctrico          | 1400W           |
| Alimentación Eléctrica     | 120V, 50/60Hz   |