

# LUZEREN®

## Cámara climática 268L

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1003197</b>
Capacidad	268L (9.46cuft)
Temperatura con luz	10 a 50°C
Temperatura sin luz	0 a 50°C
Fluctuación	+/-0.5°C
Uniformidad	+/-1°C
Rango de Humedad	50 a 95%
Uniformidad	+/-7%
Iluminación	0 - 5500 luxes
Ruido	<70dB
Entrepaños	3
Medidas interiores (W*D*H)	470*470*1150mm
Medidas exteriores (W*D*H)	640*610*1765mm
Consumo eléctrico	600W
Consumo eléctrico compresor	380W
Alimentación eléctrica	220V, 50Hz +/-0.5Hz



### Descripción:

Cámara climática controlada con microprocesador, ajustes de programación hasta 30 periodos, ajuste en reloj, temperatura, humedad e iluminancia. Interruptor térmico de seguridad. Pantalla de LED. Iluminación automática para mantener una temperatura constante durante el día y la noche. Tiene 3 Ventanas de cristal templado, paneles laterales con iluminación fluorescente. interiores de acero inoxidable brillante acabado espejo, exterior de lamina de acero con acabado en pintura electrostática y gran resistencia química, entrepaños plastificados y ajustables. Ruedas para un fácil desplazamiento. Humidificador externo. Gran aplicación en investigaciones agrícolas, pruebas de incubación biológica, experimentos relacionados con el medio ambiente, pruebas de oxidación, estudios de bioingeniería, medicina, acuicultura, ganadería, etc.

