



Titulador digital programable



Descripción:

Titulador digital programable, pantalla LCD retroiluminada, motor de alta calidad y durabilidad. Ofrece una valoración precisa, control electrónico que disminuye la lesión por esfuerzo repetitivo, soporte de agitador magnético, la batería se carga completamente en 4 horas (utilice cargador de baterías estándar).

Especificaciones:

| Catalogo | PRO1004020 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Modelo | dTRite |
| Rango de volumen (precisión) | 0.01ml-99.99ml, Alcance max. del piston 10ml, resolution 10 μ L |
| Exactitud del volumen | R=0.2% CV=0.07% |
| Velocidad | 16 etapas |
| Rango de temperatura de operación | 15°C - 40°C |
| Presión de vapor | <500mbar |
| Viscosidad | <500mm ² /s |
| Humedad | 20 – 90% |
| Control de calidad | DIN EN ISO 8655 |
| Tipo de control | Externo, incluido el agitador y el programa de buretas. |
| Tiempo de operación | 5 horas Aprox. |
| Peso | 1.7Kg. |
| Medidas empaque (W*D*H) | 320*245*130mm |
| Batería | Capacidad: 4000 mA/h |